

Producent „VISKAR” Sp. z o.o.
95-200 Pabianice
ul. Warszawska 44/50

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

SPÓDNICE GINEKOLOGICZNE WŁÓKNINOWE WYKONANE SĄ Z WŁÓKNINY POLIPROPYLENOWEJ LUB Z WŁÓKNINY PP LUB SMMS. OPAKOWANIE 10 SZTUK. KOLOR BIAŁY, NIEBIESKI LUB ZIELONY STANOWIĄ ONE ELEMENT OCHRONY INDYWIDUALNEJ KAT.I

Norma EN 340 : 2003

Produkt rozpakować, założyć produkt jednorazowego użytku, nie prać, nie prasować. Po zakończeniu badania utylizować jak odpady polipropylenowe (recykling).

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w warunkach normalnych w temperaturze nie przekraczającej 50 °C

Produkt ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, zabezpieczające przed działaniem czynników minimalnego ryzyka.

Produkt zabezpieczający użytkownika przed:

- działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe,
- zabrudzeniem,
- środkami chemicznymi czyszczącymi słabego działania i o łatwo odwracalnych skutkach działania,
- zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż 50° C lub też na niebezpieczne uderzenia
- czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru czynników wyjątkowych i ekstremalnych
- słabymi uderzeniami i drganiami, których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała
- światłem słonecznym