

# Jak skuteczniej redukować ilość przedwczesnych porodów?

**Nowość!**



## \* NAJSZERSZY WYBÓR ROZMIARÓW pessarów położniczych na rynku

Pessary położnicze Dr. Arabin posiadają aż 4 wysokości, 2 średnice wewnętrzne i 2 średnice zewnętrzne do wyboru. Dzięki temu pessar można lepiej dopasować do konkretnego przypadku niewydolności szyjki macicy u kobiety w ciąży.

aż  
**13**  
rozmiarów

## \* BIOKOMPATYBILNY MATERIAŁ wykonania i barwnik

Medyczne dowody na to, że pessar nie powoduje reakcji drażniących i uczulających - jest bezpieczny dla organizmu Pacjentki oraz płodu

**bio-kompatybilne**



## \* PERFORACJE W SILIKONIE zapewniające przepływ powietrza

Zmniejszone ryzyko upławów, które mogą pojawić się pomiędzy pessarem, a górnym sklepieniem pochwy. Dodatkowo perforacja umożliwia dogodniejszy odpływ fluoru.




### Co ma wpływ na wybór rozmiaru pessara?

Kryterium	Sytuacja kliniczna
<b>rodzaj zaburzenia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• niewydolność szyjki macicy</li> <li>• współistniejące z niewydolnością objawy wypadania macicy</li> </ul>
<b>kształt niewydolności szyjki macicy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• T – kształtna</li> <li>• Y – kształtna</li> <li>• V – kształtna</li> <li>• U – kształtna</li> </ul>
<b>historia Pacjentki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nieródka</li> <li>• kobieta, która urodziła przynajmniej 1 dziecko</li> </ul>
<b>etap ciąży</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pierwszy trymestr</li> <li>• drugi trymestr</li> </ul>
<b>rodzaj ciąży</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ciąża pojedyncza</li> <li>• ciąża mnoga</li> </ul>

Źródło: na podstawie B. Arabin „Cervical pessaries for prevention of SPTB”, June 2013.







## Pessar położniczy Dr. Arabin

<b>typ</b>	ASQ z otworami
<b>wskazania stosowania</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- u PacjenteK z dolegliwościami związanymi z obniżaniem się szyjki macicy,</li> <li>- u ciężarnych narażonych na duży wysiłek fizyczny,</li> <li>- u kobiet ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzmacicznym (na przykład ciążę mnogie),</li> <li>- u kobiet z ultrasonograficznymi cechami niewydolności szyjki macicy.</li> </ul>
<b>zakładanie</b>	<p>Krzywizna pessara powinna być ułożona do góry, by większy obwód był podtrzymywany przez dno miednicy.</p> 
<b>higiena</b>	Czyści się go w ciepłej bieżącej wodzie, bez stosowania jakichkolwiek środków dezynfekcyjnych.
<b>działanie</b>	Pessar położniczy nie zamyka szyjki macicy, lecz raczej podtrzymuje ją i przesuwają do kości krzyżowej.
<b>producent</b>	Dr. Arabin GmbH & Co KG im FEZ

## Rozmiary pessara położniczego

Dostępne rozmiary  
śr. zew./ wys. / śr. wew.

najpopularniejsze rozmiary

65/17/32	
65/17/35	
70/17/32	
70/17/35	
65/21/32	
65/21/35	
70/21/32	
70/21/35	
65/25/32	
65/25/35	
70/25/32	
70/25/35	
65/30/35	

## DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ PESSARY DR. ARABIN OD MERINGER?

- \* możliwość wymiany pessara na inny rozmiar bez konieczności odsyłania

Usługa Gwarancji Satysfakcji

- \* szybki czas dostawy
- \* duża ilość materiałów edukacyjno-informacyjnych, stanowiących wsparcie dla Lekarza oraz Pacjentki

0% ryzyka

24h

„Wśród PacjenteK, u których zastosowano perforowane pessary Arabina (...) u 92% kobiet udało się utrzymać ciążę do 36. tygodnia i nie stwierdzono żadnych powikłań.”<sup>1</sup>

<sup>1</sup> „Pessary położnicze stosowane w celu zapobiegania samoistnym porodom przedwczesnym: historia, terażniejszość, przyszłość” B. Arabin, Z. Alfrevic, Czerwiec 2013

Dystrybutor

