




















OSZCZĘDZAJ!

WYBIERZ ODPOWIEDNIE RĘKAWICE DO ODPOWIEDNIEJ PROCEDURY

	PROCEDURA	ODPOWIEDNIA RĘKAWICA	PARAMETRY RĘKAWIC							
	WZIERNIKOWANIE	nitrylowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B, C	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 1-1,5	PPE	
	USG JAMY BRZUSZNEJ	nitrylowa lateksowa winylowa	CAT I	EN 455	EN 420			AQL 1,5	PPE	
	ZABIEG ZAKŁADANIA WKŁADKI ANTYKONCEPCYJNEJ	sterylna	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 0,65	PPE	
	ZABIEGI OPERACYJNE	sterylna	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 0,65	PPE	
	USG TRANSWAGINALNE	nitrylowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B, C	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 1-1,5	PPE	
	CYTOLOGIA	nitrylowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B, C	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 1-1,5	PPE	
	INIEKCJE	nitrylowa lateksowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP C		AQL 1,5	PPE	
	PODAWANIE CYTOSTATYKÓW	nitrylowa sterylna	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B	EN ISO 374-5 WIRUSY	ASTM	AQL 1,0	PPE
	BADANIE DIAGNOSTYCZNE	lateksowa nitrylowa	CAT I	EN 455	EN 420			AQL 1,5	PPE	

	BADANIA Z KONTAKTEM Z BŁONAMI ŚLUZOWYMI	nitrylowa lateksowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP C	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 1,5	PPE
	BADANIE I OGLĘDZINY RAN	nitrylowe sterylne	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B		ASTM AQL 1	PPE
	ZMIANA OPATRUNKÓW	sterylne	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 0,65	PPE
	ZABIEGI STOMATOLOGICZNE	nitrylowe lateksowe	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP C	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 1,5	PPE
	ZDJĘCIA RTG	nitrylowa lateksowa winylowa	CAT I	EN 455	EN 420			AQL 1,5	PPE
	OCHRONA PACJENTKI PODCZAS RUTYNOWEJ WIZYTY	wynylowa, po uprzedniej dezynfekcji skóry dłoni	CAT I	EN 455	EN 420			AQL 1,5	PPE
	SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ	wynylowa lateksowa	PPE	NIE MUSI BYĆ RĘKAWICĄ MEDYCZNĄ					
	ZABIEG HISTEROSKOPII	sterylna	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 0,65	PPE
	ZABIEG KOLPOSKOPII	lateksowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP B, C	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 1,5	PPE
	PRACA PRZY ODCZYNNIKACH I MATERIAŁACH ZAKAŹNYCH	nitrylowa	CAT III	EN 455-1,2,3,4	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5/TYP A	EN ISO 374-5 WIRUSY	AQL 0,65	PPE